

Su socio en la precisión

Serie NHB precisión

*Básculas de precisión. Ligeras, fácil traslado, no se desajustan. Batería recargable.
Pantalla electrónica grande.*



▶ Características generales

- *Pantel* *Pantalla electrónica LCD, retroiluminada con luz blanca.
Dígitos 16mm alto, visibilidad a distancia.*
- *Plato de pesaje* *Diám. 80mm, Diám. 120mm y 140mm x 150mm*
- *Teclado* *Siete teclas amigables.*
- *Cuerpo* *Plástico ABS resistente a impactos.*
- *Temperatura* *-10°C a 40°C*
- *Energía* *Batería recargable, 6V/1.2Ah.
Travolta 120VAC a 12VCD/500mA. Incluidas.*
- *Interfase* *RS232 para conexión a computadora ó impresora, incluida.*

▶ Funciones

- *Conteo de piezas*
- *Pesaje en % para formulaciones*
- *Acumulación de pesaje*
- *Varias unidades de masa: kg g lb oz etc.*
- *Incluye interfase RS232 para conexión a computadora*





¡Por su calidad y precio, de las mejores en México!



► **Modelos y especificaciones.**



<i>Modelo</i>	<i>Capacidad g</i>	<i>División g</i>	<i>Plato mm</i>	<i>Peso kg</i>
<i>NHB600</i>	<i>600g</i>	<i>0.01</i>	<i>Φ 120</i>	<i>2.7</i>
<i>NHB1500</i>	<i>1500g</i>	<i>0.02</i>	<i>140 x 150</i>	<i>2.7</i>
<i>NHB3000</i>	<i>3000g</i>	<i>0.05</i>	<i>140 x 150</i>	<i>2.7</i>
<i>NHB+-1500</i>	<i>1500g</i>	<i>0.01</i>	<i>Φ 120</i>	<i>2.9</i>
<i>NHB++300</i>	<i>300g</i>	<i>0.001</i>	<i>Φ 80</i>	<i>2.9</i>
<i>NHB++3000</i>	<i>3000g</i>	<i>0.01</i>	<i>Φ 120</i>	<i>2.9</i>



- Pan Size:
- Φ 80mm
 - Φ 120mm
 - 140x150mm



Etiquetas normales autoadheribles, etc.



Su satisfacción total ó la devolución de su dinero

Microscopios y Balanzas, S.A. de C.V.